



Autocontrol sistema de glucosa de la sangre

Manuel del usuario

Por favor lea este Manual de minuciosamente antes de utilizar su medidor de glucosa de la sangre.

Estimado EasyMax V SMBG sistema propietario,

Gracias por utilizar el sistema de EasyMax V autocontrol sistema de glucosa (SMBG). Hemos diseñado este sistema para ser confiable, fácil de usar, compacto, ligero y portátil para ayudarle a controlar su sangre glucosa en forma regular.

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de comenzar la prueba. Este manual proporciona a usted y a su equipo de cuidado de la diabetes con importante información e instrucciones paso a paso para utilizar el EasyMax V autocontrol sistema de glucosa.

Gracias por elegir el sistema de SMBG V EasyMax.

Uso previsto

EasyMax v autocontrol hablando sangre glucosa prueba está destinado el sistema para la medición cuantitativa de glucosa en sangre capilar frescas, muestras de la mano o el antebrazo. Prueba se realiza fuera del cuerpo (uso de diagnóstico In Vitro). Está indicado para uso en el hogar (sobre el contador [OTC]) por personas con diabetes, o en entornos clínicos por profesionales de la salud, como una ayuda para supervisar la eficacia del control de la diabetes.

Accesorios estandar

El nuevo medidor de glucosa de sangre V EasyMax y accesorios trabajan juntos para medir la cantidad de glucosa en la sangre. El sistema incluye:

- **Medidor de Glucosa en la Sangre**
- **Tira de prueba x 10 ct.**
- **Solución Control Normal**
- **Maletín de transporte**
- **Instrucciones de control Solution**
- **Auto-Test Log Book**
- **Lancet x 5 ct.**
- **Dispositivo de Punción**
- **Dispositivo de punción AST Cap**
- **Manual del usuario**
- **Instrucciones de tiras de prueba**
- **Dos 1.5V (AAA) baterías alcalinas**

¿Por qué es tan importante hacer la prueba de glucosa en sangre con regularidad?

Hacer la prueba de su glucosa en la sangre con regularidad puede hacer una gran diferencia en cómo usted maneja su diabetes todos los días. Hemos hecho este sistema de autocontrol de glucosa lo más simple posible para ayudarlo a utilizar el medidor regularmente. El medidor es fácil de usar, y puede ajustar su dispositivo de punción para su comodidad.

¿Necesita ayuda?

Si usted tiene preguntas o necesita ayuda, por favor llame al Servicio de Atención al Cliente al número gratuito 866-994-3345 (hora del Este, de lunes a viernes de 9:00 AM-9:00PM). Durante no horas de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor de atención médica.

Nota:

Aunque el EasyMax V Sistema AGS es fácil de usar, puede ser necesario consultar a su profesional de la salud (esto puede ser su médico, farmacéutico o educador en diabetes enfermera) para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el sistema. Sólo el uso correcto del sistema de garantizar resultados precisos.

Información importante sobre su nuevo medidor

- **EasyMax V** sistema de glucosa está probado para tomar muestras de capilar frescas de la mano o del antebrazo. El medidor de glucosa es para el uso de fuera del cuerpo. El medidor no es para diagnosticar el diabetes.
- Solo use el medidor **EasyMax V** con tiras de **EasyMax**. Otras marcas de tiras le darán resultados inexactos.
- Pruebas no son válidas para sangre neonatal.
- No desarme el medidor, ya que puede causar daños a los componentes resultantes en lectura incorrecta. Desmontaje del medidor también se anulará la garantía.
- Mantenga siempre limpio el medidor y guárdelo en un lugar seguro. Proteja el medidor de la luz solar directa para garantizar una vida útil más larga.
- No debe almacenar el medidor o las tiras de prueba en un coche, un baño o un refrigerador.
- Mantenga el medidor, las tiras reactivas y lancetas dispositivo alejado de los niños y las mascotas.
- No debería probar a pacientes críticamente enfermos con medidores de uso doméstico de glucosa en sangre.
- Los niveles elevados de acetaminofeno, ácido úrico, ácido gálico, levodopa, dopamina, ácido ascórbico y metildopa puede afectar los resultados.

- Resultados incorrectos pueden ocurrir cuando se realiza la prueba. Si usted cree que no se siente bien, por favor póngase en contacto con su profesional de la salud.
- Retire las pilas si el medidor no será usado durante un mes o más.
- Advertencia de peligro biológico potencial: Los profesionales sanitarios que utilizan este sistema en múltiples pacientes deben ser conscientes de que todos los productos u objetos que entren en contacto con la sangre humana, incluso después de la limpieza, deben manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades virales.
- Consulte con su profesional de la salud antes de la prueba en el antebrazo.
- No toque las tiras con las manos mojadas.
- No utilice las tiras de vencimiento (la fecha de vencimiento indicada en el frasco).
- No doble, corte o tuerza las tiras.

Altitud de hasta 10.000 pies sobre el nivel del mar no tiene efecto sobre las lecturas.

Información relacionada con la salud

- Si está muy deshidratado, orinar con frecuencia, la presión arterial baja, shock o hiperosmolar hiperglucémico no cetónico coma (HHNKC), es posible obtener un resultado que es menor de lo que su glucosa en la sangre es en realidad. Si usted piensa que usted está deshidratado, llame a su médico de inmediato.
- Si ha seguido los pasos indicados en el manual del usuario, pero todavía tiene síntomas que no parecen coincidir con los resultados de la prueba, o si tiene alguna pregunta, por favor hable con su médico.

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente tiras reactivas para obtener información adicional relacionada con la salud.

Advertencia de peligro biológico potencial:

Los profesionales sanitarios que utilizan este sistema en múltiples pacientes deben manejar todos los productos u objetos en contacto con la sangre humana con cuidado para evitar la transmisión de la enfermedad viral, incluso después de la limpieza.

Explicación de los símbolos





	Botón izquierdo		Botón derecho
	Fecha		Memoria
	Hora		Inserte una tira reactiva
	Resultados de la cantidad		Carga de datos
	Inglés		Batería
	Español		Volumen
	Aplique la sangre		Temperatura
	ERROR		Hablando

Tabla de contenidos


Capítulo 1: La comprensión de su medidor	11
El EasyMax V Medidor de Glucosa en la Sangre	11
Los EasyMax Accesorios.....	12
Instalación de las pilas.....	13
Ajuste de la hora y fecha.....	14
Ajuste del idioma y Volumen.....	15
Utilizando la glucosa sanguínea EasyMax tira.....	16
Capítulo 2: De solución de control	17
¿Por qué ejecutar una prueba de solución de control.....	17
Acerca de las soluciones de control.....	18
Realizar una prueba de solución de control.....	19
Descripción del control de resultados de la solución de ensayo	21
Capítulo 3: Prueba de su glucosa en sangre	23
Utilizando el dispositivo de punción.....	23
Inserción de una lanceta en el dispositivo de punción.....	24
Realizar una prueba de glucemia con sangre de la yema del dedo	27
Pruebas en sitios alternos	29
Realizar una prueba de glucemia con sangre del antebrazo.....	31
Descartando usado Lancetas	32
Interpretación de los Resultados de la Prueba	33

Resultados inhabituales de la prueba	3
Los síntomas de la glucosa en sangre alta o baja	34
Comparando sus Resultados del medidor a un resultado de laboratorio	35
Capítulo 4: Memoria del medidor, ajustes	36
Resultados de la prueba de memoria, Almacenamiento	36
Visualización y eliminación de resultados de prueba	37
Configuración del medidor	38
Capítulo 5: Mantenimiento y solución de problemas	39
Instalación de las pilas	39
Limpiar el medidor	40
Mantenimiento y Pruebas	41
Limpieza del dispositivo de punción	41
Mensajes de error y solución de problemas	42
Capítulo 6: Información Técnica	44
Especificaciones	44
Limitaciones	45
Dispositivo de información	47
Garantía	47

Capítulo 1: Comprender el medidor

El EasyMax Blood Glucose Meter V

Display-
Muestra
resultados,



Izquierda Button -
Pulse para acceder a
la memoria, ajustar la
configuración y
desplazarse por los
resultados.

**Tira de Prueba
Slot-
Inserte la tira**

Puerta de la batería
Abra la tapa de la batería
empujando la lengüeta en la
dirección de la flecha y tire
de la puerta hacia arriba



Derecha (•)
Button-Pulse para
encender el medidor,
confirmar el ajuste y
desplazarse por los
resultados

Los accesorios EasyMax

Glucosa en la sangre tira de prueba



Prueba de frasco de




Instalación de las pilas



1. Abrir la puerta de la batería en la parte posterior de la metro, empujando la pestaña en la dirección de la flecha y tire de la puerta hacia arriba




2. Inserte dos baterías. Se oye música de abrir 




- 3.. Coloque la tapa de la batería en su lugar y ciérrelo a presión

Ajuste de la hora y fecha

Ajuste de la hora y la fecha en su medidor es importante si usted va a utilizar la memoria del medidor o si desea descargar los resultados a un ordenador.




1. Oprima → (Botón Derecho) para encender el medidor. El medidor le dará la bienvenida 

2a. Pulse el botón de la derecha y los últimos dos dígitos del año parpadearán en la parte superior de la pantalla.


3. Oprima ← (Boton Derecho) para ajustar el año y pulse → (Boton Derecho) para confirmar el ajuste.


4. Repita el paso 2b para ajustar la fecha y la hora. El campo que parpadea es el que se está estableciendo. (A=AM, P=PM)

Ajuste del idioma y de volumen - Uso por primera vez



1. Oprima ←(Botón Derecho) para ajustar el idioma.
(En= Inglés, Es =Español)

2. Oprima →(Botón Derecho). para confirmar el ajuste 

3. Oprima ←(Botón izquierdo) para ajustar el volumen y pulse →(botón derecho) para confirmar el ajuste 

Nota: La unidad de medición de glucosa en sangre se fija en mg / dl sin ninguna función de modificación.

Utilizando la glucosa sanguínea EasyMax tira de prueba

- Use sólo con un medidor de glucosa en sangre EasyMax V.
- Realice una prueba de solución de control cada vez que abra una nueva caja de tiras reactivas (Véase el Capítulo 2 "Pruebas de solución de control").
- Mantenga las tiras reactivas en su botella original.
- Después de tomar una tira reactiva, cerrar inmediatamente el frasco bien.
- Use la tira reactiva dentro de tres minutos después de sacarlo de la botella.
- La tira es para un solo uso. No lo vuelva a usar.
- Registre la fecha en que se abra el frasco de tiras de prueba. Asegúrese de revisar la "fecha de caducidad" en el frasco de tiras reactivas. La tira reactiva es válido por tres meses a partir de la fecha de apertura del frasco o hasta la fecha de caducidad indicada en la botella, lo que ocurra primero.
- Guarde el frasco de tiras reactivas y el medidor en un lugar fresco y seco.
- tienda de las tiras de prueba entre 35,6 ° F - 86 ° F (2 ° C - 30 ° C). No congelar.
- No aplique sangre o solución de control a la tira reactiva hasta que la inserta en el medidor.
- No toque la tira reactiva con las manos mojadas. No doble, corte o tuerza las tiras reactivas.

Capítulo 2: Control Testing Solución

¿Por qué ejecutar una prueba de solución de control?

Le recomendamos que realice una prueba de solución de control, ya que le permite saber que su medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente para obtener resultados fiables. Usted debe realizar una prueba de solución de control cuando:

- Se utiliza el EasyMax V sangre medidor de glucosa por primera vez.
- Se abre un nuevo frasco de tiras reactivas.
- ¿Crees medidor o las tiras de prueba puede estar funcionando incorrectamente.
- Se deja caer el medidor.
- Se han repetido un ensayo y los resultados de la prueba son todavía menor o mayor de lo esperado.
- Se están practicando el procedimiento de prueba.

Nota:

Los usuarios profesionales tienen instrucciones de seguir las pautas federales, estatales

Acerca de la solución de control EasyMax

- Use únicamente las tiras reactivas EasyMax.
- Escribir la fecha en que abrió la botella en la etiqueta del frasco. La solución de control es válida por tres meses a partir de la fecha de apertura del frasco o hasta la fecha de caducidad indicada en la botella, lo que ocurra primero.
- No utilice una solución de control que ha pasado la fecha de caducidad.
- La solución de control puede manchar la ropa. Si se le derrama, lave la ropa con agua y jabón.
- Cierre bien el frasco después de cada uso.
- izquierda sobre solución de control no se debe agregar de nuevo en la botella de control.
- tienda de la botella de solución de control a temperatura ambiente, entre 35,6 ° F - 86 ° F (2 ° C-30 ° C). No congelar.



Realizar una prueba de solución de control

Necesita el medidor, una tira reactiva y un frasco de solución de control.



1. Poner una tira de prueba en el metro en la dirección de la flecha en la tira de prueba.



2. El medidor se enciende automáticamente y los iconos de  y  aparecer



3. Coloque el medidor sobre una superficie plana, como una mesa.
4. Quitar el tapón de la botella de solución de control y limpie la punta de la botella con un pañuelo de papel.
5. Apriete la botella hasta que se forma una gota diminutas en la punta

Prueba de Solución de Control Continuada




6. Toque la gota de solución de control a la punta de la tira de prueba.

7. El medidor comienza la cuenta atrás de 5 segundos y después mostrará el resultado.



8. No retire la tira de prueba todavía. Comprobar si la lectura cae dentro del rango impreso en el frasco de tiras de prueba.



9. Retire la tira de prueba y deséchela después de haber comparado la lectura con el rango impreso en el frasco de tiras reactivas.

Descripción del control de resultados de la solución de ensayo

La etiqueta en el frasco de tiras reactivas muestra los rangos aceptables para la solución de control. El resultado obtenido debe estar dentro de este rango. Asegúrese de comparar el resultado con el nivel correcto de control.

Cuando el resultado de la solución de control está dentro del rango en el frasco de tiras reactivas, las tiras reactivas y el medidor están funcionando correctamente.

Si el resultado de la solución de control no está dentro del rango aceptable (impreso en el frasco de tiras reactivas), aquí están algunas cosas que usted puede hacer para resolver el problema:

Nota:

Los valores de control de solución se incluye en la memoria y promedios. Consulte la sección "Visualización y eliminación de resultados de prueba" para borrar los valores de solución de control antes de promediar los resultados de las pruebas.

Los cheques solución de problemas

Acción

- | | |
|---|---|
| ✓ útil la tira de prueba expuesto al aire durante un largo período de tiempo? | Repita la prueba de control con tiras correctamente almacenados. |
| ✓ ¿El frasco de tiras de prueba bien cerrado? | Esto humedecer las tiras en el interior.
Reemplazar las tiras de prueba. |
| ✓ ¿El metro funciona bien? | Usted puede utilizar la solución de control para verificar las funciones del medidor. (Capítulo 2) |
| ✓ ¿La solución de control vencida o contaminada? | Reemplace con solución de control nuevo para comprobar el rendimiento del sistema de autocontrol de glucemia.

Repita la prueba de control con tiras correctamente almacenados o soluciones de control. |
| ✓ ¿Fueron las tiras reactivas y soluciones de control almacenados en lugares frescos y secos? | Lea el capítulo 2 "Prueba de Solución de Control" y prueba de nuevo. Deje de usar el medidor si continúa para obtener los resultados inexactos.
Llame a Servicios al Consumidor Número gratuito: 866-994-3345 (hora del Este, de lunes a viernes de 9:00 AM-9: 00PM). Durante no horas de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor de atención médica. |

✓ ¿Ha seguido los pasos de la prueba correctamente?



Capítulo 3: Analizar su glucosa en sangre

Utilizando el dispositivo de punción


- El mejor ajuste de profundidad es el menor número que llama la suficiente sangre para una prueba. Pruebe valores diferentes para encontrar el que sea adecuado para usted.
- Por favor, no comparta su dispositivo de punción con nadie. Y siempre utilice una nueva lanceta estéril. Las lancetas son para un uso del tiempo solamente.

Nota:


Las tiras reactivas y lancetas son considerados residuos biológicos peligrosos, de acuerdo con las regulaciones locales y deben manejarse como si fueran capaces de transmitir la infección. Usted puede hablar sobre los métodos para la eliminación de las tiras reactivas y lancetas

Inserción de una lanceta en un dispositivo de punción


En primer lugar debe cargar la lanceta en el dispositivo de punción para que esté listo para su uso.




1. Desenrosque la tapa.



2. Inserte la lanceta en el dispositivo de punción firmemente a continuación, girar la cubierta protectora.





3. Vuelva a tapar la tapa



4. Seleccione la profundidad de penetración deseada.

Nota:

Dispositivos de punción puede variar dependiendo de la marca. En general, usted puede seleccionar 1-2 para piel suave o delgada, 3 para el promedio, 4-5 para piel gruesa o callosa. Lea el específico dispositivo de punción para obtener más instrucciones.



5. Tire del cilindro deslizante del dispositivo de punción hasta que haga clic y suelte.

Ahora el dispositivo de punción está listo.

No pincharse el dedo hasta que el medidor y las tiras estén preparados.

6. Ajuste el dispositivo de punción a un lado hasta más tarde en la prueba.


Realizar una prueba de glucemia con sangre de la yema del dedo




1. Lávese las manos con jabón y agua tibia.
Enjuague y seque bien.



2. Poner una tira de prueba en el medidor en la dirección de la flecha. El medidor se enciende automáticamente. Los iconos y aparecerá.
3. Cuando la gota de sangre parpadea en la pantalla, el medidor se hablan las instrucciones.



4. Utilizando el dispositivo de punción. Sostenga firmemente el dispositivo de punción contra el lado de su dedo. Pulse el botón de disparo. A continuación, retire el dispositivo de punción del dedo.



5. Apriete suavemente y / o masajes a la punta del dedo hasta que una gota redonda de sangre de la yema del dedo.



6. Toque la gota de sangre en la punta de la ventana transparente de la tira de prueba. No pongas sangre en la parte superior de la tira. Asegúrese de obtener suficiente sangre en la ventana de confirmación de la tira. De lo contrario, una



7. El medidor comienza la cuenta atrás de 5 segundos y se hablará de los resultados.
8. Retire la tira de prueba y el medidor se apaga automáticamente.

Pruebas en sitios alternos

Entender las pruebas del Sitio Alterno

Además de la yema del dedo, usted puede probar en su antebrazo.

¿Cuál es la ventaja?

Usted tiene la opción de probar otros lugares en el cuerpo, además de la yema del dedo.

Consulte a su profesional de la salud antes de comenzar a utilizar el antebrazo para la prueba. Resultados de las pruebas de glucosa en sangre obtenidos de su antebrazo pueden diferir significativamente de las muestras de la yema del dedo.

Le recomendamos que usted:

Use sólo en los siguientes intervalos:

- En un estado antes de las comidas o en ayunas (más de 2 horas desde la última comida).
- Dos horas o más después de tomar insulina.
- Dos horas o más después de hacer ejercicio.

No Use:

- Usted cree que su glucosa en sangre es baja.
- Se desconocen de la hipoglucemia.
- Los resultados del LAP no corresponden a la forma en que se siente.
- Se están probando para hiperglicemia
- Los resultados rutinarios de la glucosa fluctúan con frecuencia.
- Si usted está embarazada.

Prueba punta de los dedos, se recomienda:


- Si está enfermo
- Si la glucosa en la sangre es bajo
- Después de hacer ejercicio
- Dos horas más o menos después de comer
- Cuando usted acaba de tomar insulina
- Cuando la insulina basal es la más activa

Que Hacer:


- Si el resultado de la prueba de glucosa en sangre no coincide con lo que sientes, hacer una prueba de la yema del dedo para confirmar el resultado de nuevo.
- Si a menudo no se dan cuenta cuando su glucosa en sangre es baja, realice una prueba de la yema del dedo.

Realizar una prueba de glucemia con sangre del antebrazo


Por favor, use un tapón transparente con el dispositivo de punción para pruebas en sitios alternos.



1. Masajear la zona de punción del antebrazo durante unos segundos.




2. Presione y sostenga el dispositivo con punta clara ajustable contra el antebrazo.




3. Presione el botón pulsador para activar el dispositivo de punción. Sostenga el dispositivo contra el antebrazo y aumente la presión hasta que el tamaño de la muestra de sangre es suficiente.

Descartando usado Lancetas



1. Desenrosque y retire la tapa del dispositivo de punción ajustable de. Sin tocar la lanceta usada, colocar la punta de lanceta en su cubierta protectora. Sujete el soporte de lanceta con firmeza y tire de la lanceta con seguridad fuera.



2. Deseche la lanceta usada desechable en un recipiente adecuado para objetos punzantes o de riesgo biológico.

Interpretación de los Resultados de la Prueba

Los EasyMax sangre, tiras reactivas de glucosa en plasma son de referencia y calibrado para facilitar la comparación con los resultados del laboratorio. La normal de la sangre en ayunas intervalo de glucosa para un adulto sin diabetes es 70-110 mg / dL. Dos horas después de las comidas, el rango de glucosa en sangre para un adulto sin diabetes es menos de 120 mg / dL. Para las personas con diabetes: por favor consulte a su médico para obtener el rango de glucemia adecuado para usted.

Resultados inhabituales de la prueba

Si el resultado de la prueba no coincide con la forma en que sientes, por favor, siga estos pasos:

1. Realice una prueba de solución de control, Capítulo 2 "Pruebas de solución de control."
2. Repita una prueba de glucosa en la sangre, capítulo 3 "Realizar pruebas de glucosa en la sangre."
3. Si los resultados todavía no reflejan cómo se siente, llame a su médico de inmediato.

Nota:

- 1. Humedad extremadamente alta puede afectar los resultados del examen. Una humedad relativa mayor que 90% puede causar resultados inexactos.**
- 2. Un recuento de glóbulos rojos (hematocrito) muy alto (superior al 55%) o muy bajo (menos del 30%) no puede proporcionar resultados precisos.**
- 3. Algunos estudios han demostrado que los campos electromagnéticos pueden afectar los resultados. No se debe pasar cerca de un horno de microonda.**

Los síntomas de la glucosa en sangre alta o baja

Ser consciente de los síntomas de la glucosa en sangre alta o baja puede ayudarle a entender sus resultados de la prueba y decidir qué hacer si parecen inhabituales. A continuación se enumeran los síntomas más comunes:

Mayor que 240 mg / dL

Lo que significa:

El resultado del ensayo es superior al rango de referencia normal. (70-110mg/dL)

Síntomas:

Apetito fatiga, aumento de sed, micción frecuente, visión borrosa, dolor de cabeza, dolor general, o vómitos.

Qué hacer:

- Si usted está experimentando cualquiera de estos síntomas, pruebas de glucosa en sangre.
- Si el resultado que aparece es mayor de 240 mg / dL y tiene síntomas de hiperglucemia, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- Si el resultado no coincide con lo que sientes, siga los pasos de "Resultados de las pruebas inusuales".

Menos de 60 mg/dL

Lo que significa:

The test result is lower than reference normal range. (70-110mg/dL)

Síntomas:

Sudoración, temblor, visión borrosa, palpitaciones, hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca o los dedos.

Qué hacer:

- Si usted está experimentando cualquiera de estos síntomas, pruebas de glucosa en sangre.
- Si el resultado que se muestra es inferior a 60 mg / dL y tiene síntomas de hipoglucemia, consulte a su profesional de la salud inmediatamente.
- Si el resultado no coincide con lo que sientes, siga los pasos de "Resultados de las pruebas inusuales".

Comparando sus Resultados del medidor a un resultado de laboratorio

Una pregunta común es cómo los resultados de glucosa en sangre en su medidor compara con los resultados del laboratorio. La glucosa en la sangre pueden cambiar rápidamente, especialmente después de comer, tomar medicamentos, o hacer ejercicio. Si se prueba por la mañana, y luego ir a la oficina del médico para hacer una prueba de glucosa en sangre. Los resultados probablemente no coinciden, incluso si está en ayunas. Esto no suele ser un problema con el medidor, sólo significa que el tiempo ha transcurrido y la glucosa en sangre ha cambiado.

Si desea comparar el resultado de su medidor al resultado de laboratorio, debe estar en ayunas. Lleve su medidor a la oficina del doctor, y probar por ti mismo dedo dentro de los cinco minutos de la extracción de sangre de su brazo por un profesional sanitario. Tenga en cuenta que el laboratorio podría utilizar tecnología diferente a EasyMax medidor de glucosa en sangre V, y que los medidores de glucosa en sangre para las pruebas de auto generalmente leer algo menor o mayor que el resultado de laboratorio.

Para mayor exactitud y precisión de datos e información importante sobre las limitaciones, consulte las instrucciones que vienen con las tiras reactivas.

Capítulo 4: Memoria del medidor, ajustes


Resultados de la prueba de memoria, Almacenamiento


Su medidor almacena un máximo de 480 resultados de la prueba con la hora y fecha de la prueba. Puede consultarlos en cualquier momento. Cuando la memoria está llena, el resultado más antiguo se descarta como el más nuevo se agrega, por lo que es muy importante contar con la hora y la fecha fijada en el medidor.

Nota:

- 1. No cambie de terapia en base a un resultado individual en la memoria.**
- 2. La memoria no se pierde cuando se reemplace la batería. Usted tiene que comprobar que la hora y la fecha siguen siendo correctos. Consulte la sección "Configuración de la fecha y la hora" en el Capítulo 1.**
- 3. Una vez 480 resultados en la memoria, la adición de un nuevo resultado hace que el más antiguo que desea borrar.**
- 4. Los valores de control de solución se incluye en la memoria y promedios. Consulte la sección "Visualización y eliminación de resultados de prueba" para borrar los valores de solución de control antes de promediar los resultados de las pruebas.**

Visualización y eliminación de resultados de prueba



1. Oprima → (Boton Derecho) hasta encender el medidor .
2. Oprima ← (Botón Izquierdo) para ver los promedios de 7/14/30/60/90 días.

Note: Oprima → durante 3 segundos para apagar el medidor, o el medidor se apagará automáticamente en 90 segundos.



3. Oprima ← (Boton Izquierda) para ver el resultado de la prueba anterior.



4. Para eliminar un resultado de la prueba, oprima ← (Boton Izquierdo) durante más de 3 segundos y la pantalla muestra "dEL". Oprima → (Boton Derecho) para confirmar
5. Oprima ← (Boton Izquierdo) para mantener la revisión de los resultados.
6. Oprima → (Boton Derecho) volver a los promedios para 7/14/30/60/90 días.

Configuración del medidor

Usando el Modo de Programación

Al utilizar el modo de configuración, usted puede personalizar su medidor se adapte a sus necesidades. Aquí están las características que se pueden personalizar:

Hora y Fecha - para ajustar la hora y la fecha (ver capítulo 1).

Idioma - para configurar el idioma (ver capítulo 1).

Volumen - para ajustar el volumen (véase el Capítulo 1)

Capítulo 5: Mantenimiento y solución de problemas

Instalación de las pilas



El medidor utiliza dos alcalinas de 1,5 V (AAA). Las baterías normalmente tendrá una duración de más de 2000 pruebas. Otros tipos de 1.5V (AAA) también son aceptables, pero la capacidad de los tiempos de prueba pueden ser diferentes. Instale las baterías cuando se utiliza por primera vez el medidor o reemplazar con pilas nuevas cuando el "LP" (baja potencia) del mensaje y el símbolo de batería baja aparece en la pantalla.

El medidor no se enciende la primera vez que las pilas están instaladas. Por favor, mantenga pulsada la tecla " • " (botón derecho) o insertar la tira reactiva para encender el medidor.

El medidor se apagará automáticamente. O bien, puede pulsar la tecla " • " (botón

derecho) para apagar el medidor.

**Símbolo de batería
baja**

Nota:

- 1. El medidor no se eliminarán los registros anteriores después de sustituir las pilas.**
- 2. Debe restablecer la hora y la fecha después de sustituir las pilas.**
- 3. 1.5V (AAA) x 2 baterías están disponibles en la mayoría de las tiendas. Usted puede tomar las baterías viejas con usted para su sustitución.**
- 4. Extraiga las pilas si no va a utilizar el medidor durante un mes o más.**

Limpiar el medidor

El cuidado de su sistema EasyMax V AMG no requiere limpieza especial. Por favor, mantenga el medidor libre de suciedad, polvo, manchas de sangre, y manchas de agua. Siga estas instrucciones cuidadosamente para ayudarle a obtener el mejor rendimiento posible:


Hacer:

- Asegúrese de que el medidor esté apagado.
- Limpie suavemente la superficie del medidor con un paño suave ligeramente humedecido.

No Hacer:

- Obtener la humedad en la ranura de la tira de prueba.
- Rocíe cualquier solución de limpieza directamente sobre el medidor.
- Coloque el medidor en agua u otro líquido.
- Verter el líquido en el medidor.

Mantenimiento y Pruebas



El medidor tiene poco o ningún mantenimiento con el uso normal. Se comprueba automáticamente todos sus sistemas cada vez que lo enciende y le permite saber si algo anda mal. (Consulte la sección "Mensajes de error", y qué hacer con ellos.)

Para asegurarse de que la pantalla funciona correctamente, apague el medidor. Mantenga pulsado " • " (botón derecho) para ver la pantalla completa. Todos los indicadores deben ser claros y se ven exactamente como la imagen de la izquierda. Si no, llame al Centro de Servicio al Cliente al número gratuito: 866-994-3345 (hora del Este, de lunes a viernes de 9:00 AM ~ 9:00 PM). Durante no horas de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor de atención médica.

Limpieza del dispositivo de punción

- Para limpiar el dispositivo de punción, límpiela con un paño suave humedecido con agua y detergente suave.
- NO coloque el dispositivo entero bajo el agua.
- Para desinfectar el tapón después de la limpieza, colóquelo en el 70% -75% alcohol durante 10

minutos por lo menos una vez a la semana. Permita que la tapa se sequen al aire después de la desinfección.

Mensajes de error y solución de problemas

Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en un mensaje de error. Si tiene alguna inquietud, por favor llame al servicio al cliente al teléfono gratuito 866-994-3345, o con su proveedor actual.



Nebulizador / Used tiras

Acción: Reemplace con una nueva tira



Bajo consume

Acción: Cambie por pilas nuevas.




Error del sistema

Acción: Sustituya las baterías en primer lugar. Si ERROR 001 vuelve a aparecer, comuníquese con el Servicio al Cliente toll-free **866-994-3345**.



El **"HF"** y el icono de termómetro aparece. La temperatura es demasiado alta, fuera de la gama requerida de 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Esto alerta a los usuarios de que un resultado incorrecto puede producir si la prueba continúa.

Acción: Reubicar el metro a un lugar con una temperatura entre 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F).



El **LF** y el icono de termómetro aparece. La temperatura es demasiado baja, fuera del rango requerido de 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Esto alerta a los usuarios de que un resultado incorrecto puede producir si la prueba continúa.

Acción: Reubicar el metro a un lugar con una temperatura entre 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F).

Capítulo 6: Información Técnica

Especificaciones

Marca de fábrica	EasyMax V Medidor de Glucosa en la Sangre	
Alcance	20 - 600 mg/dL	
Tiempo de prueba	5 segundos	
Juegos de memoria	480 resultados de las pruebas	
Condiciones de funcionamiento	Temp.	50°F - 104°F (10°C - 40°C)
	Humedad Relativa	R.H. ≤ 90%
Muestra de sangre	0.6 µL	
	La sangre fresca de la yema del dedo o del antebrazo	
Hematocrito (Hct)	30-55%	
Poder	2 Alkaline 1.5V (AAA)	
Duración de la batería	Más de 2,000 pruebas	
Mostrar dimensión	1.57" x 1.30" (40.0 x 33.0 mm)	
Dispositivo dimensión H x W x D (mm)	3.6" x 2.1" x 0.8" (92.9 x 54 x 21.65 mm)	
Peso	1.48 oz (42.04 grams) sin baterías	

Limitaciones

Las tiras de prueba se utilizan para muestras frescas de sangre capilar.

1. NO use muestra de sangre recién nacido.
2. Humedad extrema puede afectar los resultados. Una humedad relativa superior al 90% puede causar resultados incorrectos.
3. El sistema debe ser utilizado a una temperatura entre 50 ° F - 104 ° F (10 ° C - 40 ° C). Fuera de este rango, el sistema puede obtener resultados incorrectos.
4. NO vuelva a utilizar las tiras reactivas. Las tiras de prueba son para un solo uso.
5. Hematocrito: Los hematocritos entre el 30% y el 55% no afectará significativamente los resultados. Hematocrito por debajo de 30% puede causar mayores resultados. El hematocrito superior al 55% puede causar resultados más bajos. Si usted no sabe cuál es su nivel de hematocrito, por favor consulte a su profesional de la salud.
6. Altitud de hasta 10.000 pies sobre el nivel del mar no tiene efecto sobre las lecturas.

Profesionales de la Salud - Por favor, tenga en cuenta estas limitaciones adicionales

1. Los pacientes sometidos a terapia de oxígeno puede tener resultados inexactos.
2. Si el paciente tiene las siguientes condiciones, el resultado puede fallar:
 - ◆ La deshidratación grave
 - ◆ Hipotensión grave (presión arterial baja)
 - ◆ Shock
 - ◆ Un estado de hipoglucemia-hiperosmolar estado (con o sin cetosis)
3. Las muestras lipémicas: nivel de colesterol de hasta 500 mg / dL y triglicéridos hasta 3000 mg / dL no afectan a los resultados. Muestras de pacientes Macroscópicamente lipémicas no se han probado y no

son recomendables para las pruebas con el medidor de glucosa EasyMax V.

4. Pacientes críticamente enfermos no deben ser probados con los medidores de uso doméstico glucosa en sangre.
5. Sustancias que interfieren depende de la concentración. La siguiente tabla muestra las sustancias y la cantidad de concentración de ensayo que no afectará a los resultados de glucosa en sangre.

Interferir sustancia	Prueba de Concentración mg/dL	Bias at 50±5 mg/dL	% Bias at 250±5 mg/dL	% Bias at 500±5 mg/dL
Acetaminophen	8	10.2	6.5	3.8
Ascorbic Acid	2.5	11.8	-6.8	5.3
Dopamine	2	4.3	12.9	6.3
Gentisic Acid	6	7.8	2.8	-4.3
L-Dopa	2	3.8	-1.2	-1.8
Methyldopa	2	5.2	-2.3	4.1
Uric Acid	13	7.6	3.9	3.8

Información del dispositivo

EasyMax V Medidor de Glucosa en Sangre,

EasyMax tiras de prueba de glucosa,

EasyMax Solución de Control Normal,

EasyMax Solución de control de alta.

EasyMax Solución de control bajo

Referencia:

* American Diabetes Association: Normas de Atención Médica para Pacientes con Diabetes Mellitus, Diabetes Care, 25(2002), p.S37

Fabricante:

EPS Bio Technology Corp.

No.8, R&D RD III, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan 30077

Garantía

EPS garantiza al comprador original por un período de 3 años desde la fecha de compra. Esto significa que durante el período de garantía, si su sistema de autocontrol de la glucosa en la sangre no funciona por alguna razón (que no sea evidente abuso), EPS lo sustituirá por un sistema nuevo o un producto equivalente de forma gratuita.

